



Uživatelské nastavení Nízkoúrovňového laseru TOPLINE

ošetření 2-3x denně

Stav	frekvence Topline	poznámka
aktivní kostní Čip	1168 Hz	
artróza	1168 Hz	
pánevní problémy	1168 Hz	
CPL	1168 Hz	
deprese	73 Hz	ošetření báze lebky
headshaking	1168 Hz	ošetření tmj / záhlaví
kýla	1168 Hz	
kyčelní problémy	1168 Hz	
bolest hlavy	1168 Hz	vycházející z krku/ramen
hormonální rovnováha	73 Hz	ošetření báze lebky
bolestivé místo	292 Hz	
dermatitida/ekzém	292 Hz	
čelistní potíže	1168 Hz	
lysá místa	292 Hz	
kissing spines	1168 Hz	
potíže s kolenem - pes	1168 Hz	
jizvy	292 Hz	
dýchací cesty	584 Hz	ošetřit oblast orgánu
podlomy	292 Hz	
otok	1168 Hz	
zánět	1168 Hz	
zánět ucha	1168 Hz	
podpora orgánů	584 Hz	ošetřit oblast orgánu
problémy se šlachami	1168 Hz	
bolest	4672 Hz	
svalová bolest	1168 Hz	
natržení svalu	1168 Hz	
svalové spasma	146 Hz	
spondylóza	1168 Hz	Pokud je hodně usazenin vápníku: 4672 Hz
lymfatický otok	1168 Hz	
stres	2336 Hz	ošetření báze lebky
zánět dásní	292 Hz	
vaskulitida	1168 Hz	
otok / zadržování tekutiny	1168 Hz	
rány	292 Hz	
regenerace nervů	292 Hz	